

Вакуумный массаж давно признан высокоэффективным средством борьбы с целлюлитом. И если раньше женщины были вынуждены пользоваться простыми вакуумными банками, требовавшими сноровки и большого количества дополнительных материалов, то теперь есть компактный и удобный multifunctional массажер.

Благодаря особому строению насадок, массажер втягивает участок кожи с жировой прослойкой и разминает его встроенными роликами.

При регулярном использовании эффективно избавляет от целлюлита, подтягивает кожу, дарит здоровый и сияющий вид.

Подходит для всех проблемных зон: живота, боков, ягодиц, бедер, рук.

### **Комплектация:**

#### Главный корпус

Насадка

Адаптер питания 220 V

### **Использование массажера:**

1. Зарядите прибор около 8 часов или используйте его подключенным к сети.
2. Выберите одну из насадок – для более мягкого воздействия и небольших участков (руки, голень) установите насадку с одним роликом. Для более интенсивного массажа, а так же больших зон (ягодицы, живот, бедра) установите насадку с двумя роликами.
3. Перед использованием прибора нанесите на кожу массажное масло с эфирными маслами (апельсин, грейпфрут).
4. Если прибор не заряжен, подключите к прибору сетевой адаптер, затем адаптер включите в розетку. Переместите кнопку «On/Off» вверх. При включении прибора на корпусе загорится световой индикатор
5. Массируйте кожу при помощи прибора, медленно перемещая его по хорошо смазанной массажным маслом коже. Если вы не можете сдвинуть насадку с места из-за вакуумного эффекта, нажмите большую серую кнопку на головке прибора с обратной стороны.
6. Кроме того, вы можете регулировать мощность вакуумного эффекта, перемещая серый переключатель сбоку прибора. Выбирайте мощность исходя из чувствительности вашей кожи.
7. Оптимальная продолжительность процедуры – 5-10 минут.
8. Проводите массаж по массажным линиям:

Бицепсы - от локтя к плечу.

Живот - от боков к пупку.

Бедра - от коленей к ягодицам.

Бока – параллельно полу.

9. По окончании процедуры выключите прибор, переместив кнопку «On/Off» вниз и отключите прибор от сети.

Кожа после массажа может покраснеть – это нормальная реакция на вакуумное воздействие.

### **Меры предосторожности:**

Не используйте на одном участке свыше 10 минут.

Не давайте прибор детям.

Не применяйте прибор на ногах при варикозном расширении вен, на участках с родимыми пятнами и бородавками, а также на поврежденной либо раздраженной коже.

Не используйте сразу после хирургического вмешательства (выждите минимум 2 месяца с момента операции)  
Не погружайте прибор в воду.

Предупреждение: не использовать прибор лицам моложе 18 лет. Не использовать беременным и кормящим мамам.