



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Массажёр для шеи

LuazON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1167382

Модель: LMZ-048

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяется для точечного массажа шеи.
- Рекомендуемое время использования — 5–10 мин., но не более 30 мин.
- Работает от 4 батареек типа АА*.
- Компактность и удобство использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: искусственная кожа, текстиль.
- Питание: батарейки* (АА, 4 шт.).

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: массажёр для шеи, инструкция, гарантийный талон.

**Батарейки в комплект не входят.*

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажёр обеспечивает:

- снятие излишнего мышечного напряжения в области шеи;
- стимулирование кровообращения;
- ускорение обмена веществ в организме;
- профилактику болезней шейного отдела;
- предотвращение отложения солей и появления солевого горба.

Удобный ремень с застёжкой-липучкой обеспечивает комфортное расположение рабочей платформы.

Анатомическая форма изделия повторяет форму шеи.

Позволяет выполнять массаж в любое удобное для вас время и в любом месте (дома, в офисе, на даче).

Рекомендуется для людей, ведущих сидячий образ жизни (офисных сотрудников, водителей и т. д.)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Зафиксируйте массажёр на шее, как показано на рисунке.



2. Приведите устройство в действие.
3. Рекомендуемое время использования — 5–10 мин., но не более 30 мин.
4. По окончании сеанса выключите массажёр.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо помнить о том, что организм каждого человека индивидуален, и продолжительность массажа может варьироваться в зависимости от комплектации, возраста и пола.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применяйте массажёр:

- ✓ во время беременности;
- ✓ при тромбозе;
- ✓ при острых заболеваниях;
- ✓ при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте устройство только по назначению.
- Всегда отключайте массажёр после использования.
- Не допускайте контакта прибора с водой.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- Не используйте устройство в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте массажёр снаружи слегка влажной мягкой тканью.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Не погружайте его в воду или другую жидкость.
- Храните его в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.