

Электромассажер для тела

Артикул: 157388

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Функциональность: вибрационный массаж**
- **Снимает усталость, напряжение, придает тонус мышцам**
- **Эффективный массаж проблемных зон**
- **3 насадки.**
- **Удобная нескользящая ручка**
- **Автоматическая защита от перегрева**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Мощность: 25 Вт**
- **Напряжение: 220 В**

Комплектация: электромассажер, 3 насадки, инструкция, гарантийный талон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодаря сменным насадкам электромассажер позволяет самостоятельно выполнять расслабляющий, тонизирующий, антицеллюлитный или общеукрепляющий массаж без лишних усилий и затрат. Прибор ориентирован на:

- ✓ снятие излишнего мышечного напряжения;
- ✓ стимулирование кровообращения;
- ✓ ускорение обмена веществ в организме;
- ✓ повышение упругости кожи;
- ✓ уменьшение жировых отложений;
- ✓ избавление от целлюлита.

Область применения: руки, шея, спина, живот, бедра, икры, а также ступни (удаление огрубевшей кожи).

Работа прибора основывается на вибрации разной степени; вибрация заставляет мышцы сокращаться и тренироваться. **Волнистая насадка** с бугорками оптимальна для массажа ног и бедер. С ее помощью массажное устройство совершает легкие «поколачивающие» движения. Направляйте их от стоп к сердцу: так вы сможете не только избавиться от лишних жировых отложений, но и улучшить ток лимфы. **Шариковая насадка** с шестью круглыми роликами идеально подходит для антицеллюлитного массажа, особенно в сочетании с антицеллюлитным гелем или массажным маслом.

Благодаря направленному воздействию на кожу и расположенную под ней клетчатку результаты достижимы уже через небольшой промежуток времени. В сочетании с физическими упражнениями и диетой эффект от применения массажера увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите необходимую насадку на корпус массажера.
- Подключите прибор к сети.
- Включите массажер.
- Массируйте проблемные зоны в течение 10-15 минут.
- После использования выключите прибор, снимите насадку.

ЧИСТКА И УХОД

- Не погружайте прибор в воду, берегите от повреждений.
- При необходимости протирайте прибор влажной тканью. Не допускайте попадания воды внутрь.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте прибор только по назначению.
- Всегда отключайте массажер после использования.
- Делайте перерывы в работе прибора, если используете его непрерывно в течение долгого времени.
- Не пользуйтесь массажером, если есть какие-либо повреждения.
- Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.