



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

Массажёр для тела

электрический

LuazON

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1167397

Модель: LMZ-044

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает вибрационный массаж проблемных зон.
- Снимает усталость, напряжение, придаёт тонус мышцам.
- Высокая скорость вращения: 2500 оборотов в минуту.
- Регулировка скорости: нарастающая.
- 4 насадки: плоская, волнистая, шариковая и шлифовальная.
- Удобная нескользящая ручка.
- Автоматическая защита от перегрева.
- Мощность: 25 Вт.
- Напряжение: 220 В.

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: массажёр, 4 насадки, защитный чехол, инструкция, гарантийный талон.

*Благодарим за использование продукции LuazON.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Благодаря сменным насадкам электромассажёр позволяет самостоятельно выполнять расслабляющий, тонизирующий, антицеллюлитный или общеукрепляющий массаж без лишних усилий и затрат. В комплект входят 4 насадки: плоская, волнистая, шариковая и шлифовальная (для твердых участков кожи). Прибор обеспечивает:

- ✓ снятие мышечного напряжения,
- ✓ стимулирование кровообращения,
- ✓ ускорение обмена веществ в организме,
- ✓ повышение упругости кожи;
- ✓ уменьшение жировых отложений;
- ✓ избавление от целлюлита.

Область применения: плечи, руки, бёдра, брюшной пресс, спина, икры, ступни.

Работа прибора основывается на вибрации разной степени. Вибрация заставляет мышцы сокращаться. Массажёр совершает до 2500 движений в минуту и имеет несколько уровней интенсивности воздействия. Скорость регулируется по вашему желанию. **Плоская насадка** мягко прорабатывает мышцы шеи, плеч и спины. Ежедневный массаж плечевой зоны является профилактикой остеохондроза. **Волнистая насадка** с бугорками оптимальна для ног и бёдер. С её помощью массажное устройство совершает лёгкие поколачивающие движения. Направляйте их от стоп к сердцу — так вы сможете не только избавиться от лишних жировых отложений, но и улучшить ток лимфы. **Шариковая насадка** с восемью круглыми роликами идеально подходит для антицеллюлитного массажа, особенно в сочетании со специальным гелем или маслом. **Насадка для шлифования**, похожая на пемзу, сделает ваши ступни гладкими.

Благодаря направленному воздействию на кожу и расположенную под ней клетчатку, результаты будут достигнуты уже через небольшой промежуток времени. В сочетании с физическими упражнениями и диетой эффект от применения массажёра увеличивается.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите необходимую насадку на корпус массажёра.
- Подключите прибор к сети.
- Включите массажёр. Чтобы установить нужную скорость, поверните специальный рычаг вправо. Уменьшение производится в обратном направлении.
- Массируйте проблемные зоны в течение 10–15 минут.
- После использования выключите прибор, снимите насадку.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Не погружайте прибор в воду, берегите от повреждений.
- При необходимости протирайте прибор влажной тканью. Не допускайте попадания воды внутрь.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте прибор только по назначению.
- Всегда отключайте массажёр после использования.
- Делайте перерывы в работе прибора, если используете его непрерывно в течение долгого времени.
- Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения.
- Прибор не должен применяться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

LuazON. Искусство заботы о близких.