



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

Инструкция по эксплуатации электронного термометра «Соска»

1. Нажмите кнопку «On/Off».
2. Вложите пустышку в рот ребенку. Следите, что ребенок крепко обхватывал соску. Держать соску во рту до звукового сигнала.
3. На экране отобразится температура.
4. Выключите соску, нажав на кнопку «On/Off».

Есть функция автоотключения. Экран жидкокристаллический.

Соска-термометр ударопрочная, безопасная при правильном применении.

Замеряемая температура: 32–42 С, 89,6–109,4 F.

Погрешность: +/- 0,1 С, +/- 0,2 F.