



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Электромассажер для тела

LuazON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 115895

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функциональность: вибрационный массаж
- Снимает усталость, напряжение, придаёт тонус мышцам
- Эффективный массаж проблемных зон
- 5 насадок
- Удобная нескользящая ручка
- Компактность: 13 см
- Работает от 2 батареек AAA
- Гарантия: 6 месяцев

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодаря сменным насадкам электромассажёр позволяет самостоятельно выполнять расслабляющий, тонизирующий, антицеллюлитный или общеукрепляющий массаж без лишних усилий и затрат. В комплект входят 5 насадок: волнистая, 2 насадки с бугорками, насадка в виде щетки и конусообразная. Прибор направлен на:

- ✓ снятие излишнего мышечного напряжения;
- ✓ стимулирование кровообращения;
- ✓ ускорение обмена веществ в организме;
- ✓ повышение упругости кожи;
- ✓ уменьшение жировых отложений;
- ✓ избавление от целлюлита.

Область применения: руки, шейно-воротниковая и поясничная зона, спина, бёдра, ноги.

Работа прибора основывается на вибрации разной степени; вибрация заставляет мышцы сокращаться и тренироваться. **Волнистая насадка** мягко прорабатывает уставшие мышцы шеи, плеч и спины. Ежедневный массаж плечевой зоны укрепляет мышцы спины и является профилактикой остеохондроза. **Конусообразная и насадки с бугорками**



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

оптимальны для массажа ног и бёдер, подходят для антицеллюлитного массажа, особенно в сочетании с антицеллюлитным гелем или массажным маслом. С помощью таких насадок массажное устройство совершает лёгкие «поколачивающие» движения. Направляйте их от стоп к сердцу: так вы сможете не только избавиться от лишних жировых отложений, но и улучшить ток лимфы. **Насадка в виде щётки** подойдет для массажа ступней.

Благодаря направленному воздействию на кожу и расположенную под ней клетчатку результаты достижимы уже через небольшой промежуток времени. В сочетании с физическими упражнениями и диетой эффект от применения массажёра увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите необходимую насадку на корпус массажёра.
- Убедитесь, что в отсеке для батареек есть батарейки и они вставлены правильно.
- Включите массажёр при помощи кнопки на корпусе устройства.
- Массируйте проблемные зоны в течение 10 минут.
- После использования выключите прибор, снимите насадку.

ЧИСТКА И УХОД

- Не погружайте прибор в воду, берегите от повреждений.
- При необходимости протирайте прибор влажной тканью. Не допускайте попадания воды внутрь.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте прибор только по назначению.
- Всегда отключайте массажёр после использования.
- Делайте перерывы в работе прибора, если используете его непрерывно в течение долгого времени.
- Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения.
- Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

LuazON. Искусство заботы о близких.